



DOSTĘPNE!

**Nowe, mocniej
zakrzywione łyżki
HEINE visionPRO HyMac 3**

Nowe i inne, ale zawsze podobne.

Od czasu do czasu zdarzają się sytuacje związane z drogami oddechowymi, które wymagają spojrzenia "za róg", gdzie korzystne jest użycie nieco bardziej zakrzywionej łyżki.

Nowe jednorazowe łyżki HEINE visionPRO HyMac 3 są teraz dostępne specjalnie z myślą o takich sytuacjach.

Łyżka HEINE visionPRO HyMac 3 jest zakrzywiona w odcinku dystalnym, co powoduje, że przechyla się ostro poza podstawę języka, pomagając w ten sposób unieść nagłośnię "prawie samodzielnie".

- ▶ Łyżka visionPRO HyMac 3 może być używana jak zwykłe łyżki visionPRO Mac – dlatego można jej używać intuicyjnie, bez potrzeby dodatkowego szkolenia.
- ▶ Zwykły przewodnik może być użyteczny, aby wprowadzić rurkę intubacyjną do miejsca jej przeznaczenia.
- ▶ Sam proces intubacji nie ulega niepotrzebnej ingerencji.
- ▶ Intuicyjne i szybkie zastosowanie.

PIERWSZE HIPERANGULOWANE ŁYŻKI WYKONANE Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU.

- ▶ Ochrona środowiska dzięki oszczędności CO₂.
- ▶ Zrównoważona produkcja na energooszczędnej maszynie z zieloną energią elektryczną.
- ▶ Ograniczenie zużycia materiałów:
Minimalistyczna konstrukcja i proces formowania wtryskowego, który wytwarza bardzo mało odpadów.

BEZPIECZNE I HIGIENICZNE.

- ▶ Dobrze widoczne oznakowanie.
- ▶ Bezpieczny i szybki montaż, także w sytuacjach krytycznych czasowo.
- ▶ Konstrukcja łyżki chroni ramię kamery przed zanieczyszczeniem i umożliwia szybkie i skuteczne ponowne przetwarzanie.
- ▶ Każda łyżka jest pojedynczo pakowana w sposób higienicznie czysty.

visionPRO HyMac 3

Łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku, opakowanie 10 szt.

F-000.22.246

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Niemcy
www.heine.com



Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

07/23. A-000.00.239 pl

